

FREND™ System

민감도 향상으로 수술 후 모니터링까지 가능해진 PSA Plus와 남성호르몬 스크리닝으로 적합한 Testosterone을 만나보세요



FDA 인증



쉽고 빠른 검사



사용 친화적 인터페이스



엄격한 정도관리

진단절차

PSA PLUS




Testosterone



제품사양


FREND™ PSA Plus

검사원리	면역형광법
측정범위	0.05~25ng/mL
검체타입	혈청 및 혈장
검체용량	35uL
검출한계	0.05ng/mL
측정시간	<3분
전처리방법	N/A
포장규격	25 테스트
보관온도	2℃~8℃
유효기간	제조일로부터 12개월



FREND™ Testosterone

검사원리	면역형광법
측정범위	0.2~15ng/mL
검체타입	혈청 및 혈장
검체용량	35uL
검출한계	0.2ng/mL
측정시간	<3분
전처리방법	Heating Block(5분)
포장규격	20 테스트
보관온도	2℃~8℃
유효기간	제조일로부터 12개월



주문정보

FREND™ System	Cat#F10
FREND™ PSA Plus	Cat#FRPS 025
FREND™ Testosterone	Cat#FRTE 020



WHY WAIT for test results?
“원내에서 바로 진단하고 처방하세요!”

PSA Plus & Testosterone

Quantitative Point of Care Immunoassay for Urology

- 전립선 질환의 스크리닝 및 **수술 후 모니터링** 목적으로 사용 가능합니다.

PSA 측정범위 확장 (LoD: 0.1 ▶ 0.05ng/mL)

- **남성호르몬의 스크리닝 및 모니터링** 목적으로 사용 가능합니다.
- 빠른 검사로 원내에서 진단과 처방을 도와 줍니다.
- 환자의 만족도가 높아져 병.의원의 수익성 개선에 도움이 됩니다.