

FREND™ System

FDA
510K Cleared



FAST



EASY TO USE



ACCURATE

가장 빠른 POCT BNP 정량 검사 FREND BNP

가장 빠르게 B-type natriuretic peptide의 정량 결과를 확인할 수 있습니다.

빠른 검사 결과로 심부전증 및 관상동맥 증후군의 신속한 진단과 처치에 도움을 줍니다.

대형장비 대비 0.96% 수준의 정확한 테스트 결과를 제공합니다.

FREND™ System

3단계 작동으로 빠르고, 정확한 결과를 확인할 수 있습니다.
별도의 준비 과정 없이, 장비의 전원을 켜 후 바로 검사를 하실 수 있습니다.
장비의 조작과 관리가 간단하여 쉽게 이용하실 수 있습니다.
가볍고, 작은 사이즈로 응급실에 적합합니다.



- 1분 30초면 장비와 함께 제공되는 Q.C Kit로 쉽게 정도 관리를 하실 수 있습니다.
- 최대 500개 까지 검사 결과의 저장이 가능하며, USB로 PC에 쉽게 데이터를 옮길 수 있습니다.
(프린터와 연결하여, 검사 결과지를 출력하여 보관하실 수도 있습니다.)

Test procedure



제품사양

FREND™ BNP


검사원리	면역 형광법
측정범위	30 ~ 2500 pg/mL
검체타입	EDTA - Plasma
검체용량	35 µL
검출한계	30 pg/mL
측정시간	최대 4 min.
포장규격	25 tests
보관온도	2 °C ~ 8 °C
유효기간	12 개월

* The specifications are subject to change without prior notice.

주문정보

FREND™ System	Cat# F10
FREND™ BNP	Cat# FRBN 025

Correlation graph



The R^2 correlation value of FREND™ BNP is more than 0.96 against laboratory results.

NanoEnTek

e-mail sales@nanoentek.com
website www.nanoentek.com

NanoEnTek Inc. (HQ)
서울특별시 구로구 디지털로 26길 5 12층
Tel. 02-6220-7986 Fax. 02-6220-7721