

Life Science Disposable Products

AccuChip Kit
AccuChip Kit (AO)
C-Chip (2ch)
C-Chip (4ch)
C-Slide
EVE-Slide



AccuChip Kit

ADAM-MC series 용



ADAM-MC

ADAM-MC2

ADAM-CellT



Ordering Information

Cat. No.	Product Name	Contents
AD4K-200	AccuChip 4x Kit (PI)	200 slides (4ch) AccuStain Solution T : 12.5 mL x 2 ea AccuStain Solution N : 12.5 mL x 1 ea
ADR-1000	AccuStain Solution	AccuStain Solution T : 12.5 mL x 4 ea AccuStain Solution N : 12.5 mL x 2 ea

• Measuring range : $5 \times 10^4 \sim 4 \times 10^6$ cells/mL

• Loading volume : 13 μ L

AccuChip Kit는 일회용 슬라이드와 AccuStain Solution으로 구성되며, ADAM-MC 시리즈와 CellT 제품에 사용됩니다. AccuStain Solution T는 Propidium Iodide (PI)와 lysis solution으로 구성되어 있어 모든 세포의 핵을 염색하며, AccuStain Solution N은 PI를 포함하고 있어 non-viable cell의 핵을 염색하는 데 사용됩니다. Total과 non-viable cell 값을 측정하여 viable cell을 계산함으로써 더욱 정확한 값을 얻을 수 있습니다.

AccuChip Kit (AO)

ADAM-MC2와 CellT용



ADAM-MC2

ADAM-CellT

Ordering Information

Cat. No.	Product Name	Contents
AD4K-200AO	AccuChip 4x Kit (AO/PI)	200 slides (4ch) AccuStain Solution T (AO) : 12.5 mL x 2 ea AccuStain Solution N : 12.5 mL x 1 ea
ADR-1000AO	AccuStain Solution	AccuStain Solution T (AO) : 12.5 mL x 4 ea AccuStain Solution N : 12.5 mL x 2 ea

• Measuring range : $5 \times 10^4 \sim 2 \times 10^7$ cells/mL

• Loading volume : 13 μ L

AccuChip Kit (AO)는 일회용 슬라이드와 AccuStain Solution으로 구성되며, ADAM-MC2와 CellT 제품에 사용됩니다. AccuStain Solution T (AO)는 형광 solution인 Acridine Orange (AO)로 구성되어 있어 모든 세포의 핵을 염색하며, AccuStain Solution N은 PI를 포함하고 있어 non-viable cell의 핵을 염색하는 데 사용됩니다. Total과 non-viable cell 값을 측정하여 viable cell을 계산함으로써 더욱 정확한 값을 얻을 수 있습니다.

C-Chip^{2ch}

세계 최초 일회용 헤모사이토미터



C-Chip^{4ch}

4 test 가능
우수한 품질의 경제적인 제품



C-Chip은 세계 최초 일회용 헤모사이토미터로 실험의 재현성과 정확성을 극대화하고 높은 편리성을 제공하는 제품입니다. 다양한 패턴으로 용도에 따라 사용할 수 있으며, 합리적인 가격으로 2ch 혹은 4ch 모델을 선택할 수 있어 경제적입니다.

Type of Grid

Neubauer Improved (NI)	Bürker (B)	Bürker-Türk (BT)	Fuchs Rosenthal (FR)	Malassez (MA)

Ordering Information

Cat. No.	Grid	Chamber Depth (μm)	Loading Volume (μL)	Qty (pcs/box)
DHC-N01	Neubauer Improved (NI)	100	10	50
DHC-B01	Bürker (B)	100	10	50
DHC-B02	Bürker-Türk (BT)	100	10	50
DHC-F01	Fuchs Rosenthal (FR)	200	20	50
DHC-M01	Malassez (MA)	200	20	50

Ordering Information

Cat. No.	Grid	Chamber Depth (μm)	Loading Volume (μL)	Qty (pcs/box)
DHC-N04	Neubauer Improved (NI)	100	10	50
DHC-B04	Bürker-Türk (BT)	100	10	50
DHC-F04	Fuchs Rosenthal (FR)	200	20	50



C-Slide



EVE-Slide



EVE, EVE PLUS
Automated cell counters 용



EVE



EVE PLUS



Automated cell counters

C-Slide와 EVE-Slide는 자동 세포 계수기에 사용되는 범용 일회용 카운팅 슬라이드입니다.
슬라이드 당 두 개의 테스트가 가능한 간편하고 경제적인 제품입니다.



Ordering Information

Cat. No.	CS-050
Sample volume	10 μ L
Qty	50 slides (100 tests)/box

Ordering Information

Cat. No.	EVS-050
Sample volume	10 μ L
Qty	50 slides (100 tests)/box



Scan for more information.

NESCT-LSCS-001K